

SPØRGSMÅL:

Hvorfor virker mit TNS eller TENS apparat ikke?

SVAR:

Tjek batteriet.

Langt de fleste fejl skyldtes defekte kabler eller dårlige elektroder.

Det er yderst sjældent der er fejl i selve apparatet.

Kortslut ledningen på patientkablet, og hvis diverse signallamper virker kan fejlen lokaliseres på elektroderne.

Gamle og brugte gummielektroder yder stor Ω (ohm) modstand mod huden. Dette bevirker ubehageligt strømstød og kraftige galvaniske virkninger. Bort kast dem og anvend kun nye.

